

## INSTRUÇÕES DE USO:


1. Coloque a antena sobre o estimulador
2. Ligue o aparelho
3. Pressione o botão (+) \_\_\_ vezes
4. Ajuste a posição da antena para melhor alinhamento e conforto



Conecte o carregador aqui



Conecte a antena aqui



## PARA MUDAR A PROGRAMAÇÃO:

1. Pressione (+) e (-) ao mesmo tempo

### PROGRAMAÇÃO 1:

Luz verde pisca uma (1) vez

### PROGRAMAÇÃO 2:

Luz verde pisca duas (2) vezes

### PROGRAMAÇÃO 3:

Luz verde pisca três (3) vezes

## CARREGANDO

- **Você pode** deixar o transmissor plugado e  **piscando em azul** para ter certeza que ele permaneça completamente carregado

## ANTENA

- Coloque a antena completamente reta abaixo da incisão superior
- Se possuir uma  **luz amarela** - favor, conferir a conexão da antena e transmissor. Pode estar desconectada ou plugada de forma inadequada. Desconecte e reconecte novamente.

## INFORMAÇÃO DO ESPECIALISTA:

Nome \_\_\_\_\_

Telefone \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_