

# Micro Lâmina para Neurocirurgia

**Promove um procedimento seguro que elimina o risco da abertura das meninges com bisturi + tesoura.**

## Vantagens

- Sistema exclusivo de alça para controle preciso
- Pontas de ultra precisão
- Reduz risco de lesões acidentais ao tecido nobre (SNC)
- 2 opções de cabos (reto e baioneta)

## Indicações e casos de uso


- Microcirurgias
- Neurocirurgia

### DTZ 352 - Lâmina dura: incisão 0.25mm

Lâmina especialmente projetada para dura-máter. Sua proteção curva e romba protege os tecidos inferiores durante a incisão da dura-máter ou da dura-máter espinhal.




DT-Z-352




### DTZ 356 - Lâmina reta: incisão 0,38mm – ângulo 25°


A lâmina ultra afiada de 25° para microincisão.



DT-Z-356




### ▮ Cabo de bisturi reto



DB-Z-366

DB-Z-365

### ▮ Cabo de bisturi baioneta



DB-W-362

DB-W-361